

CLINITEK STATUS

Lecteur d'analyse urinaire

- Utilisation de l'appareil par écran tactile.
- Facile à transporter
- Permet d'éviter les sources d'erreurs liées à une interprétation visuelle.
- Mémorisation des données sur les patients.
- Identification des utilisateurs.

Affichage et impression automatiques des résultats.

Possibilité d'être connecté à un dossier patient informatisé.



Le Clinitek Status permet d'effectuer de rapides analyses urinaires ainsi que des examens immunologiques usuels, comme par exemple, le hCG.

Grâce à son écran tactile intuitif, l'analyseur est simple à utiliser et facile à entretenir.

Il chronomètre précisément toutes les lectures, enregistre tous les résultats pour vous.

Le Clinitek Status est connecté avec la base de donnée Lagon 2000.

L2i

20 Rue Schnapper
78100 St GERMAIN EN LAYE
Téléphone : (33) 1 34 51 01 08
Fax : (33) 1 39 73 95 07
Mail : ventes@lagon.net
Site : www.lagon.net

Description du Clinitek Status

Caractéristiques du produit :

- L'analyse urinaire dans la pratique quotidienne :
 - Fournit des informations importantes sur des processus pathologiques de l'organisme (Affections rénales, Infections, ...).
 - Améliore la surveillance et la gestion des maladies.
 - Permet des tests de grossesse rapides et simples.
 - Est une méthode rapide et économique pour obtenir une première impression sur l'état de santé des patients.

Avantages du Clinitek Status :

- L'analyseur électronique permet une précision et une rapidité des résultats au dépend des analyseur de bandelettes visuels, où la perception des couleurs varie d'un patient à l'autre.
- Les résultats ne sont ni notés ni documentés manuellement, mais sont analysés directement puis imprimés.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions :
 - Profondeur : 272 mm
 - Largeur : 171 mm
 - Hauteur : 158 mm
- Poids : 1,66 Kg (Sans pile ni alimentation).
- Fonctionnement : 6 piles alcalines AA non rechargeables.
- Mémoire de l'appareil : Résultats des tests de 200 patients (Informations : nom et identification du patient).

Réalisation des tests :

- **Sélection du test :**
Sélectionnez le test désiré sur l'écran tactile intuitif.



Préparez l'appareil pour une bandelette pour l'analyse urinaire : sélectionnez la fonction « Analyse bandelette ».

- **Imprégner la bandelette et la placer dans l'analyseur :**



Activez la touche « démarrer », puis trempez la bandelette dans l'échantillon d'urine. Éliminez l'excès d'urine. Placez la bandelette sur la partie coulissante. L'appareil effectue alors l'analyse.

- **Consulter les résultats :**



A la fin de l'analyse, les résultats sont affichés sur l'écran et imprimés automatiquement.